

老若男女みんなが
気になる項目を
チェック!!

あなたのカラダは
バランスとれていますか?
体組成のバランスが良い人は
健康的で美しい。



体脂肪率

内臓脂肪

筋肉量
(率)

推定骨量

水分量

基礎代謝量

B M I

体 重

生活習慣病の**予防**に、セルフメディケーション。
1台でからだ丸ごとチェック!!


- 女性は骨を丈夫にする為の食事と運動を・骨量チェック!
- 中高年のお父さんには内臓脂肪チェック!
- 筋肉が気になるお兄さんや足腰の衰えを感じる方も…筋肉チェック!
- 正しいダイエットは体脂肪を減らして筋肉を増やし、基礎代謝を上げる事が大切。

仕様

| | |
|------------|---------------------------------|
| 形 式 | DFB830/PC |
| 最大計量(ひょう量) | 135kg |
| 最小計量(目量) | 0~100kgまで100g/100kg~135kgまで200g |
| プリント範囲 BMI | 0.1単位 (5.0~50.0まで) |
| 体脂肪率 | 0.1%単位 (5.0~60.0%まで) |
| 体脂肪量 | 0.1kg単位 (0.5~40.0kgまで) |
| 内臓脂肪断面積指数 | 5単位 (5~300まで) |
| 体筋肉レベル(全身) | 1レベル単位 (1~8レベル) |
| 体筋肉レベル(腕) | 1レベル単位 (1~8レベル) |
| 体筋肉レベル(脚) | 1レベル単位 (1~8レベル) |
| 筋肉量(全身) | 0.1kg単位 (0.5~40.0kgまで) |
| 筋肉量(腕) | 0.1kg単位 (0.5~40.0kgまで) |
| 筋肉量(脚) | 0.1kg単位 (0.5~40.0kgまで) |
| 筋肉率 | 0.1%単位 (5.0~60.0%まで) |
| 基礎代謝量 | 1kcal/日単位 (600~5000kcal/日まで) |
| 推定骨量 | 0.1kg単位 (0.5~5.0kgまで) |
| 水分量 | 0.1kg単位 (15.0~60.0kgまで) |
| 設定範囲 ウエスト | 1cm単位 (30~150cm) |
| 身長 | 1cm単位 (100~200cm) |
| 年齢 | 1才単位 (10~80才) |
| 性別 | 女性/男性 選択 |
| 着衣補正量 | 0.5kg/1.0kg/2.0kg 選択 |
| 電 源 | AC100V ±10% |
| 消費電流 | 250W |
| 使用温度範囲 | +5~+35℃ 35~85%RH以下(結露なきこと) |
| 外形寸法 | W300×D482×H880(mm) |
| 重 量 | 約15kg |

継続的なご利用で、効果的な健康管理を Health

■測定結果のプリント機能



■操作説明ポスター (B3)



セルフで簡単にご利用可能

■測定結果の判定用ポスター (B3)



お一人でも測定結果の内容が理解できます